


Мышиное Моноклональное Антитело Кролика К Sumo2/3 Для Wb, If/Icc, Elisa — P61956 / P55854

Артикул: CM0007555



введение

Моноклональное антитело кролика к SUMO2/3 для WB, IF/ICC, ELISA. Распознаёт SUMO2/3 человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген (а. к. 1-95). Идеально подходит для исследований сумоилирования, репарации ДНК и передачи клеточных сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАТ к SUMO2/3
Примечания/синонимы	HSMT3; SMT3B; SUMO3; Smt3A; SMT3H2; SUMO2/3
Вид	Человек
GeneID (человек)	6613/6612
GeneID	6613/6612
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-95 человеческого SUMO2/3. (NP_008868.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P61956/P55854
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом