


Поликлональное Антитело Кролика Против Sumo2/3 Для Вестерн-Блота, Игх-Парафин, Ифа — P61956/P55854

Артикул: CM0016585



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий SUMO2/3, валидированное для Вестерн-блота, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Обнаруживает эндогенный SUMO2/3 в пробах человека, мыши и крысы. Подходит для изучения сумоилизации и путей, связанных с убиквитин-подобными белками.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SUMO2/3 кролик pAb
Примечания/алиасы	HSMT3; SMT3B; SUMO3; Smt3A; SMT3H2; SUMO2/3
Вид	Человек
GeneID (человек)	6613/6612
GeneID	6613/6612
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИГХ-п, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61956/P55854
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Холодовой пакет