


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Sumo3 Для Wb, If/Icc, Elisa — P55854

Артикул: CM0022206



введение

Поликлональное кроличье антитело против SUMO3, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Специфически распознаёт SUMO3 человека, мыши и крысы — убиквитиноподобный модификатор, участвующий в ядерном транспорте и передаче сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SUMO3 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	SMT3A; Smt3B; SMT3H1; SUMO-3; SUMO3
Вид	Человек
GeneID (человек)	6612
GeneID	6612
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-92 человеческого SUMO3 (NP_008867.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P55854
Молекулярная масса белка	12 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент