


Поликлональное Антитело Кролика Против Sumo3 Для Wb, IHC-P, Ифа - P55854

Артикул: CM0026580



введение

Поликлональное антитело кролика против SUMO3 (SUMO-2/SMT3A), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА, реагирующее с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения убиквитин-подобных модификаций, репарации ДНК и путей передачи сигнала в клетке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SUMO3 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	SMT3A, Smt3B, SMT3H1, SUMO-3, SUMO3
Вид	Человек
GeneID (человек)	6612
GeneID	6612
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1-100 человеческого SUMO3 (NP_008867.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55854
Молекулярная масса белка	12 кДа
Доставка	Холодильный пакет