

Поликлональные Антитела Против Sumo4 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Eev6

Артикул: CM0024935

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого SUMO4 (small ubiquitin-like modifier 4), валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью. Подходят для изучения сумоилирования, окислительного стресса и иммунных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SUMO4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	IDDM5; SMT3H4; SUMO-4; dj281H8.4; SUMO4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	387082
ID гена	387082
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 40-95 человеческого SUMO4 (Q6EEV6)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q6EEV6
Молекулярный вес белка	11кДа
Доставка	Сумка со льдом