

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Sumo4 Для Вестерн1 Блоттинга, Игх-П, Иф/Икц, Ифа - Q6Eev6

Артикул: CM0008588

введение

Кроличье моноклональное антитело Anti-SUMO4, валидированное для Вестерн блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для исследований SUMOилирования, окислительного стресса и диабета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к SUMO4
Примечания/Альтернативные названия	IDDM5; SMT3H4; SUMO-4; dj281H8.4; SUMO4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	387082
GeneID	387082
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-95 белка SUMO4 человека (Q6EEV6)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6EEV6
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом