


Кроличья Моноклональная Антитела Против Sun2 Для Wb, Ihc-P, Ифа - Q9UH99

Артикул: CM0002970



введение

Высококачественная кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий SUN2 (UNC84B), валидированная для WB, IHC-P, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований комплекса LINC и миграции ядра.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SUN2 Rabbit mAb
Примечания/Синонимы	UNC84B, rab5IP, SUN2
Вид белка	Человек
ИД гена	25777 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 618-717 человеческого SUN2 (Q9UH99).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UH99
Молекулярная масса белка	80кДа
Доставка	Холодильный пакет