


Кроличья Поликлональная Антитела Против Sun2 Для Вестерн Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Elisa - Q9Uh99

Артикул: CM0019108



введение

Кроличьи поликлональные антитела против SUN2, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA на человеке, мыши, крысе. Нацелены на компонент LINC-комплекса SUN2, необходимый для позиционирования и миграции ядра. Идеально для исследований цитоскелета и ядерной оболочки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против SUN2
Примечания/Альтернативные названия	UNC84B; rab5IP; SUN2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	25777
GeneID	25777
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 255-572 человеческого SUN2 (NP_001186508)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UH99
Молекулярная масса белка	80 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом