

Моноклональное Антитело Кролика Против Suox Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P51687

Артикул: CM0003148



введение

Высококачественное моноклональное антитело кролика против человеческого SUOX (сульфитоксидазы). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с крысиной SUOX. Идеально подходит для изучения серного обмена, функционирования митохондрий и восстановления нитрита при гипоксии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против SUOX
Примечания/Альтернативные названия	SUOX; сульфитоксидаза
Вид антигена	Человек
ID гена	6821
Иммуноген	Синтетический пептид (aa 100-200 человеческой SUOX, P51687)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P51687
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	С хладагентом