


Поликлональные Антитела Anti-Supt16H (Spt16) Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5B9

Артикул: CM0019952



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к SUPT16H (SPT16), валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Взаимодействуют с субъединицей SPT16 комплекса FACT человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SUPT16H (SPT16) кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	CDC68; SPT16; NEDDFAC; FACTP140; SPT16/CDC68; SUPT16H (SPT16)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11198
GeneID	11198
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 520-695 человеческого SUPT16H (SPT16) (NP_009123.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y5B9
Молекулярный вес белка	120кДа
Доставка	Сумка со льдом