


Поликлональное Антитело Против Supt20H Для Вестерн-Блоттинга, Ihc-P, Elisa - Q8Nem7

Артикул: CM0029553



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок SUPT20H (гомолог SPT20, p38IP). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA на образцах человека, мыши, крысы. Применяется в исследованиях аутофагии, гастрюляции и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SUPT20H Кроличье pAb
Примечания/Синонимы	C13; FP757; P38IP; SPT20; FAM48A; C13orf19; SUPT20H
Вид	Человек
GeneID (человек)	55578
GeneID	55578
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 580-779 человеческого белка SUPT20H (NP_001014308.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн1-блоттинг, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NEM7
Молекулярная масса белка	86 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом