


Моноклональное Антитело Против Supt5H/Spt5 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ип, Ифа - O00267

Артикул: CM0003632



введение

Кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому белку SUPT5H/SPT5, подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИП, ИФА. Перекрестно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально для исследований элонгации транскрипции и Tat-белка ВИЧ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело к SUPT5H/SPT5, кроличье
Примечания/Альтернативные названия	SPT5; SPT5H; Tat-CT1; SUPT5H/SPT5
Вид	Человек
ID гена	6829
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 800-900 человеческого белка SUPT5H/SPT5 (O00267).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00267
Молекулярная масса белка	121 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом