


Кроличье Поликлональное Антитело Против Supt5H/Spt5 Для Wb, Ip, Elisa — O00267

Артикул: CM0030827



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий фактор элонгации транскрипции SUPT5H/SPT5. Валидировано для WB, IP, ELISA. Перекрестная реактивность с человеческими и мышиными белками. Подходит для исследований регуляции транскрипции и ВИЧ Tat.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SUPT5H/SPT5 кроличье пАб
Синонимы	SPT5; SPT5H; Tat-CT1; SUPT5H/SPT5
Вид	Человек
ID гена	6829
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 125–425 человеческого SUPT5H/SPT5 (NP_003160.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O00267
Молекулярная масса белка	121 кДа
Доставка	Айс-пак