


## Поликлональное Антитело Против Supt6H/Spt6 Для Вб, Иф/Икк, Ип, Ифа — Q7Kz85

Артикул: CM0023917



### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческому SUPT6H (SPT6), валидированное для ВБ, ИФ/ИКК, ИП, ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными белками. Идеально подходит для исследований элонгации транскрипции и хроматина.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                             |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | SUPT6H кроличье пА                                                                                                   |
| Примечания/Альтернативные названия | SPT6; SPT6H; emb-5; SUPT6H                                                                                           |
| Вид                                | Человек                                                                                                              |
| ID гена (человек)                  | 6830                                                                                                                 |
| ID гена                            | 6830                                                                                                                 |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1500–1726 человеческого SUPT6H (NP_003161.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                               |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                              |
| Применение                         | ВБ, ИФ/ИКК, ИП, ИФА                                                                                                  |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                 |
| SWISS                              | Q7KZ85                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка           | 199 кДа                                                                                                              |
| Доставка                           | Холодильный пакет                                                                                                    |