


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Supt7L Для Wb И Elisa — O94864

Артикул: CM0020277



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческого SUPT7L (гамма-субъединица 65 комплекса STAGA), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SUPT7L Rabbit pAb
Примечания/синонимы	SPT7L; STAF65; SUPT7H; STAF65G; STAF65(gamma); SUPT7L
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	9913
Идентификатор гена	9913
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 210-400 человеческого SUPT7L (NP_001269658)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O94864
Молекулярная масса белка	46 кДа
Транспортировка	Хладоэлемент