

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Supv3L1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iyb8

Артикул: CM0024873



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные на SUPV3L1 (SUV3), митохондриальную РНК-хеликазу. Подходят для WB, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Используются в исследованиях митохондриальной деградосомы и метаболизма РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	SUPV3L1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SUV3; SUPV3L1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6832
ID гена	6832
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 577-786 человеческого SUPV3L1 (NP_003162.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IYB8
Молекулярный вес белка	88кДа
Доставка	Сумка со льдом