

Поликлональное Антитело Кролика Против Surf1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15526

Артикул: CM0026116

введение

Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, это поликлональное антитело кролика нацелено на человеческий белок SURF1, белок внутренней мембраны митохондрий, необходимый для сборки цитохром с-оксидазы. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком, идеально подходит для исследований митохондриальных заболеваний и разработки ИВД-тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против SURF1
Примечания/Альтернативные названия	SHY1; CMT4K; MC4DN1; SURF1
Вид	Человек
GenelD (Человек)	6834
GenelD	6834
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-275 человеческого белка SURF1 (NP_003163.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15526
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом