

Поликлональные Кроличьи Антитела К Сурвивину Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — O15392

Артикул: CM0021626



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против Сурвивина (BIRC5/API4), рекомендованные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований апоптоза и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Сурвивин, кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Синонимы	API4; EPR-1; Survivin
Вид	Человек
ID гена (человек)	332
ID гена	332
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-142 человеческого Сурвивина (NP_001159.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O15392
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	Холодоаккумулятор