

Поликлональное Антитело Против Suv39H1 Кролика Для Wb, IHC-P, Elisa - O43463

Артикул: CM0029849



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому SUV39H1 — гистоновой H3K9 метилтрансферазе, критически важной для формирования гетерохроматина и транскрипционной репрессии. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Реагирует перекрестно с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для эпигенетических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SUV39H1 кроличье поликлональное антитело (Rabbit pAb)
Примечания/Альтернативные названия	MG44; KMT1A; SUV39H; H3-K9-HMTase 1; SUV39H1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6839
GeneID	6839
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-220 человеческого белка SUV39H1 (NP_003164.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O43463
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия транспортировки	С пакетом охлаждающего агента