


Поликлональное Антитело Против Suv39H2 Для Вб, Ифа, Хоиф - Q9H5I1

Артикул: CM0024877



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческому SUV39H2 (KMT1B), валидированное для вестерн-блоттинга, ИФА и Хроматин-иммунопреципитации. Идеально подходит для эпигенетических исследований метилирования гистонов, гетерохроматина и генного сайленсинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SUV39H2 кроличье пАт
Примечания/Альтернативные названия	KMT1B; SUV39H2
Вид	Человек
ID гена (человек)	79723
ID гена	79723
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 141-350 человеческого SUV39H2 (NP_001180354.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА, ХоИФ
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H5I1
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Холодильный пакет