


Кроличья Поликлональная Антитела Против Sv2A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q7L0J3

Артикул: CM0023456



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого SV2A, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. Рекомбинантный иммуноген, нацеленный на аминокислоты 356–447 (NP_055664.3). Идеальны для исследований синаптических везикул.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SV2A Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	SV2, SLC22B1, SV2A
Видовое происхождение (мишень)	Человек
ID гена	9900 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 356-447 человеческого SV2A (NP_055664.3)
Источник антител	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q7L0J3
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом