

Поликлональное Кроличье Антитело Против Svor Для Wb, Elisa - Q8N4V2

Артикул: CM0016769

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий SVOP (белок, связанный с синаптическим везикулом 2). Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ELISA. Идеально подходит для нейробиологических исследований и разработки анализов IVD. Поставляется компанией CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SVOP Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	SLC22B4; SVOP
Вид	Человек
ID гена	55530
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-80 человеческого SVOP (NP_061181.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8N4V2
Молекулярная масса белка	61кДа
Доставка	Холодовой пакет