

Анти-Swap70 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uh65

Артикул: CM0012984



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого SWAP70, валидированная для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белками. Молекулярная масса целевого белка ~69 кДа. UniProt: Q9UH65.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SWAP70 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	HSPC321; SWAP-70; SWAP70
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23075
GeneID	23075
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 316-585 человеческого SWAP70 (NP_055870.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UH65
Молекулярная масса белка	69кДа
Доставка	Сумка со льдом