

Поликлональные Антитела Против Syce1 Для Wb, Elisa - Q8N0S2

Артикул: CM0027499

введение

Кроличы поликлональные антитела IVD-класса, направленные против человеческого SYCE1 (CT76), для WB и ELISA. Разработаны с использованием консервативного иммуногена, перекрестно реагируют с мышью и крысой. Идеальны для изучения мейоза и синаптонемного комплекса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SYCE1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CT76; POF12; SPGF15; C10orf94; SYCE1
Вид	Человек
GeneID	93426
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 132-351 человеческого SYCE1 (NP_001137236.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N0S2
Молекулярный вес белка	40kDa
Доставка	Сумка со льдом