

Антитело Кролика Против Sycp3 (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Izu3

Артикул: CM0027490



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого SYCP3 — тестикулоспецифичного белка синاپтонемного комплекса, необходимого для мейоза и мужской фертильности. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для исследований в области репродуктивной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SYCP3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	COR1; SCP3; SPGF4; RPRGL4; SYCP3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	50511
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-236 человеческого SYCP3 (NP_710161.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q8IZU3
Молекулярный вес белка	28кДа
Доставка	Сумка со льдом