

## Моноклональное Антитело Против Syk Для Вб, Ип, Иф, Фк, Ифа - P43405

Артикул: CM0009235



### введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий Syk, валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, иммунофлуоресценции, проточной цитометрии и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным Syk. Идеально подходит для исследований сигнализации BCR, исследования иммунорецепторов и гематологических исследований.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Syk кроличье мкАт                                                                                                                             |
| Примечания/Алиасы         | IMD82; p72-Syk                                                                                                                                |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                       |
| GeneID (человек)          | 6850                                                                                                                                          |
| GeneID                    | 6850                                                                                                                                          |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 251-350 человеческого Syk (NP_003168.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                        |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                       |
| Применение                | ВБ, ИП, ИФ/МКК, ИФ-П, ФК (внутриклеточное), ИФА                                                                                               |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                          |
| SWISS                     | P43405                                                                                                                                        |
| Молекулярная масса белка  | 72 кДа/70 кДа                                                                                                                                 |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                                                                                             |