

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Syk Для Wb, If/Icc, Elisa — P43405

Артикул: CM0020864



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого SYK (p72-Syk), валидированное для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований сигнального пути В-клеточного рецептора и иммунной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Syk Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	IMD82; p72-Syk; Syk
Вид	Человек
GeneID	6850 (человек)
Иммуноген	Синтетический пептид в пределах аминокислот 250–350 человеческого Syk (NP_001128524.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P43405
Молекулярная масса белка	72 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом