

Кроличья Поликлональная Антитела Anti-Sympk Для Вестерн-Блоттинга/Ифа - Q92797

Артикул: CM0029786



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий SYMPK (Symplekin). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагируют с человеческим и мышинным белком. Идеальны для изучения процессинга гистоновой мРНК, биологии плотных контактов и полиаденилирования пре-мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к SYMPK
Примечания/Алиасы	SPK; SYM; Pta1; SYMPK
Вид	Человек
GeneID	8189
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 310-530 человеческого SYMPK (NP_004810.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q92797
Молекулярный вес белка	141 кДа
Доставка	В пакете со льдом