

Кроличья Поликлональная Антитела Против Syn1 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Elisa - P17600

Артикул: CM0028727

введение

Кроличья поликлональная антитела к SYN1, валидированы для Вестерн-блоттинга, IF-P, ELISA. Реагирует с SYN1 человека, мыши, крысы. Идеально для исследований трафика синаптических везикул и высвобождения нейротрансмиттеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb к SYN1
Примечания/Альтернативные названия	SYN1; EPILX; MRX50; SYN1a; SYN1b; EPILX1; SYN1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6853
GeneID	6853
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 400-500 человеческого SYN1 (NP_008881.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17600
Молекулярная масса белка	74 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом