

Кроличье Моноклональное Антитело Против Синапсина II Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Ифа - Q92777

Артикул: CM0002183

введение

Кроличье моноклональное антитело против синапсина II, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Для исследований синапсов и высвобождения нейромедиаторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против синапсина II
Примечания/Альтернативные названия	SYNII; Синапсин II
Вид	Человек
GenelD (Человек)	6854
GenelD	6854
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-300 человеческого синапсина II (Q92777).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция (IF-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92777
Молекулярная масса белка	63 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом