

Поликлональное Антитело Против Синаптофизина Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Иф, Игх - P08247

Артикул: CM0027282

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого синаптофизина (34 кДа) для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ИГХ-П, ИФА; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследования синаптических везикул и изучения неврологических расстройств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к синаптофизину, кроличье
Примечания/Альтернативные названия	MRX96; MRXSYP; XLID96; Синаптофизин
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6855
GeneID	6855
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 222-313 человеческого синаптофизина (NP_003170.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунопреципитация, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08247
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом