

Кроличыи Моноклональные Антитела К Синаптофизину Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф (If) И Ифа (Elisa) - P08247

Артикул: CM0002692

введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого синаптофизина. Валидированы для WB, IF и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Необходимый инструмент для изучения биологии синаптических везикул и пластичности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Синаптофизин (кроличьи мАт)
Примечания/Псевдоним	MRX96; MRXSYN; XLID96; Synaptophysin
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6855
GeneID	6855
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 200-300 человеческого синаптофизина (NP_003170.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-F, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P08247
Молекулярный вес белка	34 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент