

Кроличья Моноклональная Антитело К Синаптофизину Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P08247

Артикул: CM0008990

введение

Кроличья моноклональная антитело к синаптофизину (человек, мышь, крыса), валидированная для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Идеально подходит для изучения биологии синаптических везикул, пластичности и нейропатологии. Эта антитело нацелена на пресинаптический маркер синаптофизин, обеспечивая надежное детектирование в ткани мозга и культивируемых нейронах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело к синаптофизину
Примечания/псевдонимы	MRX96; MRXSYP; XLID96
Вид	Человек
ID гена (человек)	6855
ID гена	6855
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P08247
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	С пакетом льда