

Кроличыи Моноклональные Антитела К Анти-Синдекану-3 Для Wb, Elisa - O75056

Артикул: CM0002351

введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела против человеческого синдекана-3 (SDC3, O75056), валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают перекрестную реактивность с мышью и крысой. Подходят для изучения функции протеогликанов клеточной поверхности и организации актинового цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Синдекан 3 кроличьи mAb
Примечания/Псевдоним	SDCN; SYND3; Синдекан 3
Вид	Человек
GenelD	9672
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого синдекана 3 (O75056).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75056
Молекулярный вес белка	45кДа
Доставка	Сумка со льдом