

Поликлональные Антитела Против Syne3 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q6Zmz3

Артикул: CM0018206



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого SYNE3 (Nesprin-3), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Реагируют перекрестно с мышинным белком. Идеально подходят для изучения комплекса LINC и позиционирования ядра.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SYNE3 кроличьи пАт
Примечания/алиасы	KASH3; NET53; Nesp3; C14orf49; C14orf139; LINC00341; NCRNA00341; SYNE3
Вид	Человек
GeneID (человек)	161176
GeneID	161176
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 740-920 человеческого SYNE3 (NP_689805.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q6ZMZ3
Молекулярная масса белка	112 кДа
Доставка	Холодильный пакет