

Кроличья Моноклональная Антитела Против SynGAP Для Вестерн-Блота И Ифа - Q96Pv0

Артикул: CM0002694

введение

Кроличья моноклональная антитела нацелена на человеческий SynGAP (148 кДа), валидирована для Вестерн-блота и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований синаптической передачи сигналов, пластичности и расстройств аутистического спектра.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SynGAP кроличья мкАнт
Примечания/Альтернативные названия	MRD5; RASA1; RASA5; SYNGAP; SynGAP
Вид	Человек
ID гена (человек)	8831
ID гена	8831
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96PV0
Молекулярная масса белка	148 кДа
Доставка	Холодильный пакет