

Антитело Кролика Против Synpo (Поликлональное) Для Wb, Elisa - Q8N3V7

Артикул: CM0018327

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого синаптоподина (SYNPO), валидированное для WB и ELISA. Обнаруживает мишени человека, мыши и крысы. Полезно для изучения динамики актина в дендритных шипиках и ножных отростках подоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SYNPO Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SYNPO
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11346
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 820-920 человеческого SYNPO (NP_001159680.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N3V7
Молекулярный вес белка	99 кДа
Доставка	Сумка со льдом