

Поликлональные Антитела Против Synpo (Синаптоподина) Для Вб, Ифа — Q8N3V7

Артикул: CM0027301

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого SYNPO (синаптоподина), валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают эндогенные уровни белка у человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований дендритных шипиков и подоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SYNPO кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	SYNPO
Вид	Человек
GeneID (человек)	11346
GeneID	11346
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого SYNPO (NP_001159680.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N3V7
Молекулярная масса белка	99 кДа
Доставка	Айс-бокс