

Поликлональная Антитела Кролика Против Synpo2L Для Вб, Ифа — Q9H987

Артикул: CM0030031

введение

Поликлональная антитела кролика против SYNPO2L, валидированная для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает SYNPO2L человека и мыши (~102 кДа), помогает в исследованиях модуляции формы на основе актина и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SYNPO2L кролик rAb
Примечания/псевдоним	SYNPO2L
Вид	Человек
ID гена (человек)	79933
ID гена	79933
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 700-800 SYNPO2L человека (NP_001107605.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9H987
Молекулярная масса белка	102 кДа
Доставка	Холодильный пакет