

Антитело Кролика Против Syntaphilin (Snph) Поликлональное Для Wb, Elisa - O15079

Артикул: CM0013751

введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого SNPH (Syntaphilin). Валидировано для WB и ELISA, перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения ингибирования SNARE-комплекса и синаптических функций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SNPH кролика pAb
Примечания/Псевдоним	SNPH; bA314N13.5
Вид	Человек
ID гена	9751
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-425 человеческого SNPH (NP_055538.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O15079
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Ледяной пакет