

Кроличье Моноклональное Антитело Против Syntaxin 3 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q13277

Артикул: CM0011852

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого Syntaxin 3 (Q13277), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований мембранного трафика и транспорта нейротрансмиттеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Syntaxin 3
Примечания/Альтернативные названия	MVID2, STX3A, DIAR12, RDMVID, Syntaxin 3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6809
GeneID	6809
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого Syntaxin 3 (Q13277)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия в парафиновых срезах (IHC-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13277
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом