

Кроличье Моноклональное Антитело Против Синтаксина (Stx1A/Stx1B/Stx2/Stx3) Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Иммуногистохимии, Elisa - Q16623 / P61266 / P32856 / Q13277

Артикул: CM0003848

введение

Кроличье моноклональное антитело к синтаксину, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ELISA. Распознает человеческий, мышинный и крысиный синтаксин-1A/1B/2/3. Подходит для исследований SNARE-опосредованного экзоцитоза и функции нейронов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Синтаксин, кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	STX1A/STX1B/STX2/STX3; Синтаксин
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6804/112755/2054/6809
GeneID	6804/112755/2054/6809
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого синтаксина (P61266)]
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16623/P61266/P32856/Q13277
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	В пакете со льдом