


Поликлональные Антитела Против Syntenin-1 (Mda-9) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - 000560

Артикул: CM0027275



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого Syntenin-1 (MDA-9) для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦХ и ИФА. Идеально подходят для изучения биогенеза экзосом, сигнального пути TGF-бета и биологии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Syntenin Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ST1, MDA9, SYCL, MDA-9, TACIP18, Syntenin
Вид	Человек
GeneID (человек)	6386
GeneID	6386
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого Syntenin (NP_001007068.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	000560
Молекулярный вес белка	32 кДа
Доставка	С ледяным пакетом