


Моноклональное Антитело Против Синтенина-1 (Syntenin) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии (Ihc-P), Иммунофлуоресценции (If/Icc), Elisa - O00560

Артикул: CM0011479



введение

Кроличье моноклональное антитело против синтенина (MDA-9/ST1) для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии (IHC-P), иммунофлуоресценции (IF/ICC), ELISA для человека, мыши, крысы. Высокоспецифичное моноклональное антитело. Исследуйте биогенез экзосом, метастазирование рака и сигнализацию TGF-бета. | 32 кДа | O00560

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против синтенина
Примечания/Альтернативные названия	ST1; MDA9; SYCL; MDA-9; TACIP18; Syntenin
Вид	Человек
GeneID	6386
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого синтенина (O00560).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия (IHC-P), иммунофлуоресценция (IF/ICC), ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00560
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	В пакете со льдом