

Моноклональное Антитело Против Альфа-1-Синтрофина Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13424

Артикул: CM0003651

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого альфа-1-синтрофина (Q13424). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белкам. Идеально для исследований дистрофинового комплекса и нейромышечного синапса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против альфа-1-синтрофина
Примечания/Альтернативные названия	SNT1; LQT12; TACIP1; dJ1187J4.5; Синтрофин альфа 1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6640
GeneID	6640
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого альфа-1-синтрофина (Q13424)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13424
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом