

Поликлональные Антитела К Синтрофину Альфа-1 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q13424

Артикул: CM0023626

введение

Кроличы поликлональные антитела к человеческому синтрофину альфа-1 (SNTA1). Валидированы для ВБ, ИФ/ИКК и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинными и крысиными гомологами. Идеально подходят для изучения дистрофинового комплекса и нервно-мышечного синапса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы ПАб к синтрофину альфа-1
Примечания/алиасы	SNT1; LQT12; TACIP1; dj1187j4.5; Синтрофин альфа-1
Вид	Человек
ID гена (человек)	6640
ID гена	6640
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-90 человеческого синтрофина альфа-1 (NP_003089.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13424
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Холодовой пакет