

Поликлональные Антитела К Sypl1 Для Иф/Ицц, Ифа - Q16563

Артикул: CM0021271

введение

Поликлональные антитела кролика к SYPL1, валидированные для применения в ИФ/ИЦЦ и ИФА. Реагируют с синаптофизин-подобным белком 1 человека (пантофизин) — мембранным белком, участвующим в транспорте цитоплазматических везикул. Идеально подходят для исследований в области клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные антитела кролика к SYPL1
Примечания/Синонимы	SYPL; H-SP1; SYPL1
Вид	Человек
ID гена (человек)	6856
ID гена	6856
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-120 SYPL1 человека (NP_006745.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/ИЦЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q16563
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом