


Кроличья Моноклональная Антитело Против Syt1 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P21579

Артикул: CM0008059



введение

Высокопроизводительное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого SYT1 (синаптотагмина-1). Валидировано для WB, IF/ICC, ИHC-P, ELISA, с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным белкам. Идеально подходит для исследований синаптических везикул.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SYT1 кроличье mAb
Примечания/алиасы	P65; SYT; BAGOS; SVP65
Вид	Человек
ID гена (человек)	6857
ID гена	6857
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 141-422 человеческого SYT1 (NP_005630.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P21579
Молекулярная масса белка	48кДа
Доставка	Холодильный пакет