

Анти-Syt11 Поликлональные Ант Кролика Для Wb, If, Elisa - Q9Bt88

Артикул: CM0029412

введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого синаптоагмина-11 (SYT11), валидированные для WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Обнаруживают эндогенный SYT11 в образцах человека, мыши и крысы с прогнозируемой молекулярной массой 48 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SYT11 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SYT12; sytXI; SYT11
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23208
GeneID	23208
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 37-200 человеческого SYT11 (NP_689493.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BT88
Масса белка	48kDa
Доставка	Ледяной пакет