

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Syt6 Для Wb, Elisa - Q5T7P8

Артикул: CM0020484

введение

Кроличыи поликлональные антитела против SYT6, валидированные для WB и ELISA. Распознают синаптотагмин-6 человека, мыши и крысы, кальциевый сенсор в везикулярном транспорте и экзоцитозе. Идеально подходят для исследований в нейронауке и изучения секреции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SYT6 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	sytVI; SYT6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	148281
GeneID	148281
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-120 человеческого SYT6 (NP_001257734.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5T7P8
Молекулярный вес белка	57кДа
Доставка	Сумка со льдом